



## SCOTCH TEST - ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA (cod. 90932)

Materiale per la raccolta

- vetrino portaoggetti e scotch trasparente

Modalità di prelievo

- il prelievo va effettuato preferibilmente al mattino, prima dell'igiene personale: applicare la parte adesiva dello scotch (della lunghezza del vetrino portaoggetti) all'ano, premendo contro diverse aree della cute perianale
- lo scotch viene quindi tolto e disteso perfettamente sul vetrino portaoggetti evitando la formazione di bolle e di pieghe. Non apporre alcuna etichetta direttamente sul vetrino, che deve essere chiuso in una busta etichettata con cognome, nome, reparto, data; inviare al laboratorio con l'apposito modulo di richiesta.

Note

- la ricerca dovrebbe essere effettuata su tre campioni prelevati in giorni successivi e consegnati al termine della raccolta: si prega di indicare sulla busta la data di ogni prelievo.
- L'uso dello scotch test è indicato per la ricerca di *ENTEROBIUS VERMICULARIS* (ossiuro) e relative uova.