

AVVERTENZE PER LA CONSEGNA DEI CAMPIONI ISTOLOGICI

UTENZA ESTERNA

I campioni istologici sono conservati in contenitori di plastica a chiusura ermetica/ a vite, contenenti liquido fissativo (formalina 4%), che assicura la corretta conservazione del materiale biologico .

Si prega di seguire le seguenti indicazioni prima della consegna all'U.O. di Anatomia Patologica:

- Assicurarsi della perfetta chiusura e, in caso di contaminazione, lavarsi immediatamente con acqua e sapone
- Conservare il contenitore a temperatura ambiente (temperatura compresa tra 5 e 25°C)
- Non aprire il contenitore
- Non inalare dal contenitore
- Non ingerire
- Non disperdere il contenuto nell'ambiente
- Per il trasporto, posizionare il contenitore all'interno di una busta, preferibilmente di plastica.