



## RICERCA DI SANGUE OCCULTO NELLE FECI

Nel nostro laboratorio tale ricerca viene eseguita con il test immunologico e per tanto non è necessaria la dieta priva di carne.

### Materiale per la raccolta

- contenitore sterile
- flaconcino con conservante liquido fornito dal laboratorio

### Modalità di prelievo

- raccogliere le feci nel contenitore sterile
- aprire il flaconcino svitando il tappo ed estrarre l'astina di prelievo
- immergere in tre punti diversi delle feci l'astina del prelievo (solo estremità zigrinata)
- reintrodurre nel flaconcino l'astina di prelievo
- riavvitare il tappo, chiudere bene ed agitare delicatamente.

### Note

- un eccesso di campione non permette l'esecuzione del test e pertanto è sufficiente sporcare l'estremità zigrinata dell'astina con una minima quantità di feci
- se la ricerca deve essere effettuata su tre campioni prelevati in giorni successivi, è possibile conservare i flaconcini contenenti i campioni di feci in luogo fresco e consegnarli al termine della raccolta
- per evitare risultati falsamente positivi, si consiglia di evitare la raccolta durante il periodo mestruale o in caso di emorroidi sanguinanti